



# Labor für Haematologie Mannheim

Fon A 0621 4373 2991  
Fon B 0621 4373 4828  
Fax 0621 4373 6733  
info@haema-labor.de

Montag 08:00–16:00  
Di–Fr. 07:30–17:00  
Samstag Bereitschaft  
www.haema-labor.de

## Anforderung von Versandmaterial

Bestellung via: info@haema-labor.de /  
Fax 0621 43 73 67 33

Die Lieferzeit beträgt 2 Werktage.  
Bitte die gewünschte Menge jeweils  
in Stückzahlen angeben.

**Absender:** (Stempel oder ausfüllen)

### Material:

komplette Versandeinheiten \_\_\_\_\_

oder alternativ Einzelteile:

Versandtaschen (GO!) \_\_\_\_\_

Untersuchungsaufträge \_\_\_\_\_

Styroporpäckchen mit Hülsen \_\_\_\_\_

Kühlelemente \_\_\_\_\_

Sterile Entnahme-Röhrchen für KM \_\_\_\_\_

Objektträger-Hülsen \_\_\_\_\_

### Hilfsmittel:

EDTA-Lösung für KM-Punktion \_\_\_\_\_

Objektträger mit Beschriftungsfeld \_\_\_\_\_

CellStrainer-Sieb zum Auffangen von Markbröckeln mit passendem 50 ml Röhrchen \_\_\_\_\_

Transfix-Stabilisator für Liquor und Lymphknoten \_\_\_\_\_

### Anmerkungen / Wünsche:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Name in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_  
Telefon / Telefax / E-mail